

**PD-VN-PWD****Technický list / Informace pro uživatele**

Datum: 03.05.2019

Údaje o výrobku

Artikl: PD-VN-PWD Vinylové transparentní pudrované vyšetřovací rukavice 240 mm

Standardy:

Směrnice Rady 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích

EN455-1/2/4 – lékařské rukavice pro jednorázové použití

Nařízení (EU) 2016/425

EN420:2010 – Ochranné rukavice – všeobecné požadavky

EN374:2003 část I a II - Rukavice chránící proti chemikáliím a mikroorganismům

Kontakt s potravinami

Popis:

Jednorázové použití: ano

Potravinářství: Vinylové rukavice by neměly být uváděny do styku s potravinářskými výrobky obsahujícími tuky a oleje (zejména s potravinami, rybami, mléčnými výrobky, čokoládou, cukrovinkami, zeleninou a ovocem).

Barva: transparentní

Povrch rukavic: hladký

Tvar: univerzální, vhodné pro pravou i levou ruku

Okraj: rolovaný

Země původu: Čína

Velikost	Délka (mm)	Šířka dlaně (mm)	Tloušťka (mm)		
			Dlaň	Prostředník	Manžeta
XS (5/6)	240	82	0,10	0,06	0,05
S (6/7)	240	85	0,10	0,06	0,05
M (7/8)	240	95	0,10	0,06	0,05
L (8/9)	240	105	0,10	0,06	0,05
XL (9/10)	240	115	0,10	0,06	0,05

Velikost	Označení artiklu	Kusů v krabičce	Krabiček v kartonu	Kusů v kartonu
XS (5/6)	PD-VN-PWD/XS	100	10	1000
S (6/7)	PD-VN-PWD/S	100	10	1000
M (7/8)	PD-VN-PWD/M	100	10	1000
L (8/9)	PD-VN-PWD/L	100	10	1000
XL (9/10)	PD-VN-PWD/XL	100	10	1000

NORMA	ZKOUŠKA	VÝSLEDEK		SOUBOR
93/42/CEE				
EN455-1	Nepropustnost	Stupeň ochrany 1: AQL=1,5		Příloha 1 CIMAC Protokol o zkoušce RP 2013/0774-2- RP-1
EN455-2	Síla roztržení			
	Před stárnutím	≥ 4.0N		
	Po stárnutí	≥ 3.8N		
	Poměrné prodloužení při roztržení			
	Před stárnutím	350%		
Po stárnutí	320%			

EN455-3	Přítomnost pudru	<0.1 mg/rukavice			
	Přítomnost proteinů	Nedetekovatelné			
EN455-4	Záruka kvality	5 let			
89/686/CEE					
EN374-1	Terminologie	Vyhovující			Příloha 1
EN374-2	Odolnost proti penetraci - voda	Vyhovující			
EN374-2	Odolnost proti penetraci - vzduch	Vyhovující			
EN16523-1		Permeace (min)	Index	Degradace (%)	Protokol CIMAC RP 2018/0793- 3-RP-1 z 27/04/2018
	(L) Kyselina sírová 96%	35	2	99	
	(K) Hydroxid sodný 40%	35	2	78	
	(G) Diethylamine	35	2	82	
EN388	Odolnost proti oděru	Třída = 0			
	Odolnost proti řezu	Třída = 0			
	Odolnost proti trhání	Třída = 0			
	Odolnost proti propíchnutí	Třída = 0			
EN420	Všeobecné požadavky	OK			
ISO10993-1	Cytotoxicita	V souladu			
	Citlivost	V souladu			
	Podráždění	V souladu			
1935/2004/CE	Migrační test	Testováno	Nedoporučuje se kontakt déle než 30 min. s potravinářskými výrobky obsahujícími tuky a oleje		

**Složení:** Polychloride of vinyl, adipate of diisononyl, phthalate of diisononyl, bases paraffin, ester of fatty-acid of polyglycol, mixes Ca Zn, powdering with the corn starch.

**Latex:** NE

**Vulkanizační činidlo:** NE

**Produkty zvířecího nebo biologického původu:** NE

**Skladování:**

Chraňte před vlhkem a slunečním svitem. Skladujte při teplotě mezi 10°C a 25°C.

Jen pro jednorázové použití.

**Záruka kvality:** 5 let

**Výrobce**

**Jméno firmy:** Laboratories EUROMEDIS  
**Adresa:** Z.I. de la Tuilerie, 60290 NEUILLY-SOUS-CLERMONT, France  
**Kontaktní osoba:** Mr. Eddie Zerbib, Quality Manager  
**Tel.:** +33 344728360  
**Fax:** +33 344735732  
**e-mail:** euromedis@euromedis.fr  
**web:** www.euromedis.fr

**Profod**

Distributor  
Jméno firmy: PROFOD s.r.o.  
Adresa: Malešická 546/71, 108 00 PRAHA 10, Czech Republic  
Tel.: +420 777811709  
e-mail: info@profod.com  
web: www.profod.com

**PROFOD s.r.o.**  
Sídlo společnosti:  
Malešická 546/71, 108 00 Praha 10  
IČ: 27179397 DIČ: CZ27179397  
Provozovna:  
Pražská 1470/186, 102 00 Praha 15  
Tel.: +420 222 514 787 Fax: 226 202 260

PROFOD s.r.o., Malešická 546/71, 108 00 Praha 10, Česká republika  
Tel.: +420-777 811 709 - E-mail : obchod@profod.com  
IČ: 271 79 397 - DIČ: CZ27179397  
OR /MS Praha, C/102326

